

# Línea de ANDROLOGÍA

## PREPARACION DE SEMEN

### **SIL-SELECT MT 260**

Ref: MT 260  
Presentación: 40 Test  
Incluye : 40ml gradiente 45%  
40ml gradiente 90%  
100ml gradiente lavado Fercicult  
Caducidad: 12 meses  
Conservación entre 2°C y 8°C



### **SIL-SELECT Solución Stock 100%**

Ref. SIS100  
Viales de 100ml  
  
Ref. SIS500  
Precio: € 450,00 + IVA  
Viales de 500ml

Caducidad: 12 meses  
Conservación entre 2°C y 8°C



## MEDIOS DE CONGELACIÓN DE SEMEN

### **SPERMFREEZE MT 252**

Ref: SPF  
Presentación: 5 viales de 20ml  
Indicaciones: Congelación de sémen  
Composición: Glicerol y HSA. No contiene leche ni yema de huevo  
Caducidad: 18 meses  
Conservación: 2°C a 8°C  
0,7ml de Medio por cada 1ml de semen



### **SPERMFREEZE**

Ref. SPF05  
Presentación: 25 viales de 5ml  
Indicaciones: Congelación de semen  
Composición: Glicerol y HSA. No contiene leche ni yema de huevo  
Caducidad: 18 meses  
Conservación: 2°C a 8°C  
0,7ml de Medio por cada 1ml de semen



### **SPERMFREEZE**

Ref. SSP001  
Presentación: 5 viales de 1ml  
Indicaciones: Congelación de semen  
Composición: **26,76% Glicerol y 0,4% Albumina Humana**  
Caducidad: 18 meses  
Conservación: 2°C a 8°C  
Esta mayor concentración de Glicerol, permite al usuario almacenar mas muestras de semen en el mismo espacio  
1ml de Medio por cada 3ml de semen



## MEDIOS DE CULTIVO

### FERTICULT FLUSHING con Rojo Fenol (<1%) y Gentamicina (<1%)

Ref: FLUSHH020PHR-G

Presentación: Caja de 5 viales de 20 ml

Caducidad: 18 meses

Conservación: 2°C a 8°C

Composición: Hepes Buffer 0,4% HSA

### FERTICULT FLUSHING con Rojo Fenol (<1%) y Gentamicina (<1%)

Ref: FLUSHH050PHR-G

Presentación: Caja de 5 viales de 50 ml

Caducidad: 18 meses

Conservación: 2°C a 8°C

Composición: Hepes Buffer 0,4% HSA

### FERTICULT FLUSHING sin Rojo Fenol ni Gentamicina

Ref: FLUSHH050PH

Presentación: Caja de 5 viales de 20ml

Caducidad: 18 meses

Conservación: 2°C a 8°C

Composición: Hepes Buffer 0,4% HSA

### FERTICULT FLUSHING sin Rojo Fenol ni Gentamicina

Ref: FLUSHH050PH

Presentación: Caja de 5 viales de 50 ml

Caducidad: 18 meses

Conservación: 2°C a 8°C

Composición: Hepes Buffer 0,4% HSA



## ANÁLISIS SEMINAL - BIOQUIMICA DEL SÉMEN

### EPISCREEN PLUS MT 255 (EPI-PLUS)

Ref: MT 255

Test Diagnóstico para la medición cuantitativa de la  $\alpha$ -Glucosidasa Neutra (NAG) derivada del Epididimo

Presentación: 25 test

Caducidad: 12 meses

Conservación: 18°C a 25°C



### FRUCTOSCREEN MT 252

Ref: MT 252

Test diagnóstico para la evaluación de la fructosa procedente de la Vesícula Seminal

Presentación: 96 test

Caducidad: 12 meses

Conservación: 2°C a 4°C, salvo el INDOL que debe mantenerse a -0°C



### CITRICSCREEN MT 254

Ref: MT 254

Test diagnóstico para la evaluación de Ac. Cítrico procedente de la Próstata

Presentación: 96 test

Caducidad: 12 meses

Conservación: temperatura ambiente



## TINCIONES

### SPERMAC STAIN MT 256

Ref: MT 256

Tinción para el Estudio morfológico del Espermatozoide

Presentación: 150 - 200 tinciones

Caducidad: 3 años

Conservación: temperatura ambiente



### LEUCOSCREEN MT 259

Ref: MT 259

Presentación: 20 test

Caducidad: 12 meses

Conservación: a temperatura ambiente



## TEST PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS

### **SPERMAR**

Ref. **IgG MT250 / IgA MT251**

Test para la detección de Anticuerpos Antiesperma

Presentación: 50 test

Caducidad: 12 meses

Conservación: 2°C a 8°C



### **SPERMAR**

Ref. **IgG SPMG C / IgA SPMA C**

Test para la detección de Anticuerpos Antiesperma

Presentación: 50 test

Caducidad: 12 meses

Conservación: 2°C a 8°C

Cada kit incluye:

Portas ( 76x26 mm )

Cubres (24x40 mm )

Microcapilares: 10 µl



## ENSAYO HIPOOSMÓTICO: TEST DE HOS

### **TEST DE HOS MT-282**

Ref. **10-12303**

Integridad membrana espermatozoide

Presentación: 9 viales de 20ml

Conservación: temperatura ambiente

Caducidad: 12 meses



## TINCIÓN DE VITALIDAD

### **VITALSCREEN MT-281**

Ref. **10-12304**

Presentación: 200 Test

Caducidad: 12 meses



## CÁMARA MAKLER

Cámara contadora de espermatozoides con cubre cámara

Ref. **10-20001**

Cubre cámara de repuesto

Ref. **10-20002**



## OTROS PRODUCTOS

AGUA ULTRAPURA (500 ml)

Ref. **WATER500**

PBS (500 ml). Sin Calcio ni Magnesio

Ref. **PBS-500**

PBS (500 ml) Con Calcio y Magnesio

Ref. **PBC-500**

