

DOPPLER VASCULAR ATYS BASIC



Medición automática de la presión sistólica en las extremidades

BASIC 1 Infla y desinfla el manguito

BASIC 3 detecta el retorno del flujo de sangre después de la oclusión

BASIC 3 Muestra el valor de la presión sistólica en la pantalla LCD

	Doppler 4 & 8 MHz	Bilateral photoplethysmography	Automatic measurement of systolic pressure
BASIC 1	*		
BASIC 2	*	*	
BASIC 3	*	*	*

Exámenes posibles:

- Doppler Arterial y Venoso periférico
- Doppler carotideo
- Presión sistólica en las extremidades (automático o manual)
- Presiones segmentarias
- FotoPletismografía de las extremidades
- Pneumopletismografía de miembros y extremidades
- Prueba de reflujo venoso (diagnostico de insuficiencia venosa)
- Mediciones doppler intraoperatorias

Datos visualizados e impresos

- Curva de velocidad con o sin espectro
- Curva Pletismografica
- Valor en tiempo real de seis índices
- Presión sistólica
- Parámetros de ajuste
- Nombre y ubicación del vaso

Características

- Doppler Bidireccional
- Pantalla táctil WVGA color TFT de 7"
- PC interno
- Exportación de los informes en lápiz de memoria USB
- Impresión de los informes directa
- Desplazamiento de la imagen para revisar hasta 50 segundos de datos
- Soporte con ruedas, con cesta para accesorios
- Protocolos de examen

