



Aguja de punción IVF-TIK



- Aguja de aspiración folicular de ovocitos guiada por ultrasonidos transvaginal.
- Cánula de acero inoxidable.
- El perfecto corte de la aguja permite precisión en la punción con mínima fuerza
- Dos posibles tipos de bisel: lanceta ó bisel posterior.
- Marca ecogénica que permite una visualización precisa bajo ultrasonidos.
- El tapón de silicona transparente asegura una buena conexión a la tubo falcon.
- Tubo transparente, de baja fricción hecho de PTFE que previene cualquier daño de ovocitos con refuerzo adicional de los tubos que previene el retorcimiento de los tubos.
- Soporte ergonómico de aguja para facilitar el control y la orientación.
- Conector Luer-lock que permite conectar una bomba de aspiración ó una jeringa.



REF.	MEDIDAS	DIAM INT.	ECOG	LARGO TUBOS	AGUJA LAVADO	CAJA
63781	17G 1.4 x 320mm	0.92mm	✓	conector 700mm cánula 670mm	no	10
63700	17G 1.4 x 320mm	0.92mm	✓	970mm	no	10
63393	17G 1.4 x 320mm	0.92mm	✓	conector 1000mm cánula 970mm	no	10
59588	17G 1.5 x 320mm	1.20mm	✓	conector 700mm cánula 670mm	no	10
59587	17G 1.5 x 240mm	1.20mm	✓	conector 700mm cánula 670mm	no	10
59436	17G 1.5 x 320mm	1.20mm	X	conector 700mm cánula 670mm	Si	10
59425	17G 1.5 x 320mm	1.20mm	x	conector 700mm cánula 670mm	no	10
59123	17G 1.5 x 320mm	1.20mm	✓	conector 500mm cánula 970mm	no	10
58831	17G 1.4 x 350mm	1.18mm	✓	conector 700mm cánula 670mm	no	10

